

JUŻ 60 LAT
POMAGAMY ZDROWO ŻYĆ



Nebulizator RF6-plus
z zatyczką i 2 trybami
nebulizacji



Wygodny, zmywalny, wymiowany
pojemnik na akcesoria



Przegroda do przechowywania
przewodu zasilającego



Wygodny uchwyt



Rozmiar cząsteczek
testowany przez TÜV



Wykonany z przeciwalergicznych
i biokompatybilnych materiałów

TM-Doc-neb

rok zał. 1949

TECH - MED®
TECHNIKA MEDYCZNA

SZYBKE I CICHE URZĄDZENIE DO CZĘSTEGO
STOSOWANIA W TERAPII AEROZOLOWEJ. ODPOWIEDNIE
DLA CAŁEJ RODZINY • ZALECANE W LECZENIU
WSZYSTKICH PRZEWLEKŁYCH I CIĘŻKICH CHOROBYCH
UKŁADU ODDECHOWEGO

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Nebulizator RF6 PLUS		
Maksymalna prędkość nebulizacji	ok. 0,42 ml/min	Dane przy użyciu ustnika i uchwyty z otwieraną klapą
Rozmiar cząsteczek (MMAD)	3,2 μm	Badania in vitro zostały przeprowadzone w firmie Inamed Research GmbH & Co KG w imieniu TÜV Rheinland Product Safety GmbH Niemcy zgodnie z aktualną normą europejską dot. urządzeń stosowanych w terapii aerozolowej oraz normą EN – 13544-1. Szczegółowe dane dostępne na żądanie.
Ilość wdychanych cząsteczek < 5 μm (FPF)	73%	
Maksymalna objętość leku	8 ml	

DANE TECHNICZNE

Sprężarka tłokowa (do użytku bez konieczności nawilżania i konserwacji)	
Zasilanie:	230 V ~ 50 Hz/140 VA
Filtrowanie powietrza:	Dla uzyskania lepszej jakości, sprężone powietrze wydobywane jest na zewnątrz obudowy i filtrowane przez system filtrujący o dużej wydajności (porowatość 50/70 μm)
Wydajność :	ok. 10 l/min
Maks. ciśnienie:	ok. 2,5 bar
Poziom głośności (dla 1 m):	ok. 57 dB (A)
Wymiary:	18 (długość) x 30 (szerokość) x 10 (wysokość) cm
Masa:	1,600 kg
Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (tylko dla jednostki 230 V~ 50 Hz)	
Zatwierdzone przez:	
Gwarancja:	2 lata

Model pokrewny 4.2 jest zarejestrowany przez  FDA Clearance K062014 (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)

Akcesoria	Kod
Elementy zestawu RF6 : nebulizator, ustnik oraz pojemnik na lek	ACO368P
Przewód powietrzny 1 m	ACO35
Maska PVC dla dorosłych	ACO79
Maska PVC dla dzieci	ACO89
Dodatkowy zestaw filtrów na jednostkę (2 opakowania)	ACO164P

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat terapii aerozolowej oraz produktów firmy Flaem Nuova należy skontaktować się z naszą siecią sprzedaży lub odwiedzić naszą stronę internetową www.fl.aemnuova.it