

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA

ISO 9001 ISO 13485 CE

JUŻ 60 LAT
NA POLSKIM RYNKU



Ciśnieniomierz zegarowy TECH-MED Precision PRO

To profesjonalny aparat diagnostyczny przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia systolicznego i diagnostycznego w szpitalach lub innych jednostkach służby zdrowia. Może być również stosowany w domu przez osoby przeszkolone. Charakteryzuje się tym, że jest mały, lekki i dokładny. Ten aparat jest równie dokładny jak jego odpowiednik sfigmomanometr rtęciowy. Nie powoduje żadnych szkód dla ciała człowieka.

SPECYFIKACJA:

- * Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
- * Metalowa chromowana obudowa
- * Duża, czytelna tarcza o średnicy 70 mm
- * Zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem
- * Obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom prawo i leworęcznym
- * Estetyczne wykonanie
- * Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych

SKŁAD ZESTAWU:

- * Ciśnieniomierz
- * Mankiet
- * Etui
- * Instrukcja obsługi w języku polskim
- * Gwarancja polska 24-miesiące

rok zał. 1949

TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA

www.techmed.pl
techmed@techmed.pl

*Już 60 lat
pomagamy zdrowo żyć*

SERWIS
00-735 Warszawa,
ul. Studencka 49
tel.: (22) 853 30 10

BIURO HANDLOWE
00-801 Warszawa,
ul. Chmielna 98
tel.: (22) 654 64 92/93
fax: (22) 620 77 42