

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA

ISO 9001 ISO 13485 CE

JUŻ 60 LAT
NA POLSKIM RYNKU



Poduszka elektryczna ogrzewająca TECH-MED TM-B237

Działa relaksująco, rekomendowana przy bólach reumatycznych. Uśmierza ból i przynosi ulgę szczególnie przy leczeniu chorób gośćcowych i reumatycznych. Pomocna przy łagodzeniu wszelkiego rodzaju nerwobólów. Wytwarzane przez nią ciepło pobudza przepływ krwi, rozluźnia mięśnie i wpływa pozytywnie na samopoczucie. Usprawnia krążenie krwi. Poduszka ogrzewająca służy do rozgrzewania różnych części ciała. Pomimo niewielkich wymiarów posiadają dużą powierzchnię grzewczą, co oprócz doskonałego działania poduszki grzewczej zapewnia również dużą wygodę przechowywania. Elektryczna poduszka rozgrzewająca TM-B237 z regulacją temperatury przy użyciu podwójnej spirali grzejnej oraz elektronicznego przełącznika jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyróżnia się niezawodnością, szerokim zakresem użycia i podwójną izolacją, a także jest bezpieczna i łatwa w obsłudze. Poduszkę rozgrzewającą podłącza się do zasilania za pomocą przewodu o długości około 2 metrów. Na przewodzie znajduje się regulator temperatury. Na regulatorze mamy możliwość wyboru jednego z 5 poziomów ogrzewania

SPECYFIKACJA:

- * Moc: 20 W
- * Pokrycie z wełny naturalnej
- * Sygnalizacja świetlna
- * Niezależny przełącznik
- * 5 poziomów ogrzewania.
- * Cyfrowy regulator temperatury.
- * Timer: 1, 2, 4, 8h.
- * Automatyczne wyłączenie.
- * System zabezpieczający przed przegrzaniem
- * Przewód elektryczny o długości 2 metry
- * Dozwolone pranie (dotyczy poszwy po odłączeniu elementów grzejnych).
- * Wymiary: 30 x 40 cm.

SKŁAD ZESTAWU:

- * Poduszka elektryczna ogrzewająca
- * Niezależny przełącznik
- * Instrukcja obsługi w języku polskim
- * Gwarancja polska 12 -miesięcy

rok zał. 1949

TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA

www.techmed.pl
techmed@techmed.pl

*Już 60 lat
pomagamy zdrowo żyć*

SERWIS
00-735 Warszawa,
ul. Studencka 49
tel.: (22) 853 30 10

BIURO HANDLOWE
00-801 Warszawa,
ul. Chmielna 98
tel.: (22) 654 64 92/93
fax: (22) 620 77 42