

rok zał. 1949

TECH - MED[®]
TECHNIKA MEDYCZNA

ISO 9001 ISO 13485 CE

JUŻ 60 LAT
NA POLSKIM RYNKU



Stetoskop neonatalny TECH-MED TM-SF 504

SPECYFIKACJA:

- * Stetoskop neonatalny, dwustronny
- * Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- * Głowica zaprojektowana specjalnie do osłuchiwania noworodków
- * Dwukanałowy przewód
- * Miękkie oliwki
- * "Ciepłe" obwódki głowicy
- * Dostępne kolory: zieleń, burgund, szary, granat

SKŁAD ZESTAWU:

- * Stetoskop
- * Zestaw części zamiennych
 - Oliwki
 - Membrana
- * Instrukcja obsługi w języku polskim
- * Gwarancja 60-miesięcy

rok zał. 1949

TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA

www.techmed.pl
techmed@techmed.pl

*Już 60 lat
pomagamy zdrowo żyć*

SERWIS
00-735 Warszawa,
ul. Studencka 49
tel.: (22) 853 30 10

BIURO HANDLOWE
00-801 Warszawa,
ul. Chmielna 98
tel.: (22) 654 64 92/93
fax: (22) 620 77 42